

# DS WIN

## DS-Win-Material Materialverwaltung digitalisiert!



# DAMPISOFT

## Produktinformation

Das DS-Win-Material digitalisiert Ihre Lagerverwaltung und die Bestellung von Materialien. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit durch die Anbindung von Barcodescannern – auch ein Import von Materialien Ihres Depots ist möglich. Greifen Sie immer auf die aktuellen Preise zu und reagieren Sie schnell auf Angebote.

## Materialimport verschiedener Depots

Nutzen Sie den komfortablen Online-Import der Depot-Materialien. Importieren Sie je nach Depot Ihre Materialien bequem über das Internet.

Ihr Vorteil: Wird ein Preisunterschied erkannt, werden Sie im Import-Dialog darauf hingewiesen und führen spielend eine Aktualisierung durch.

Bestellung Warenkorb Bestand Materialerfassungen **Materialimport**

Infobereich  
Letzter Stand: 17.01.2023  
Der Katalog ist aktuell.

Depot/Lieferantenzuordnung

| Auswahl unterstützter Depots | Lieferant aus Fremddresse |
|------------------------------|---------------------------|
| Henry Schein                 | Denty Dental Köln         |
| Dental Union                 | Glücks dental             |
| NWD                          | Hager                     |
|                              | Halbgewachs               |
|                              | Haupt Dental              |
|                              | Henry Schein              |
|                              | Prompt Handschuhe         |

Import Starten Preisaktualisierung

## Navigieren Sie sicher durch die Bestandsaufnahme

Passen Sie Ihre importierten Materialien unkompliziert Ihren Wünsche an oder erfassen Sie manuell weitere Produkte. Die hier erfassten Materialien erscheinen durch die Kennung „für MPG“ oder „Gefahrstoff“ direkt in den gewünschten Listen. So sparen Sie sich doppelte Arbeitsschritte.

Erfassen Sie bei einer Inventur alle Bestände - durch einen festgelegten Minimal- und Maximalwert erhalten Sie bei Erreichen des Minimalwertes einen Hinweis. Versäumen Sie keine Bestellung mehr!

The screenshot displays the 'Bestandsaufnahme' (Inventory) screen in the DS WIN software. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** 'Bestellung', 'Warenkorb', 'Bestand', 'Materialerfassungen', 'Materialimport'.
- Material List:** A table with columns for 'Kürzel', 'Materialbezeichnung', and 'Hersteller'. The selected item is 'MPG\_0002 Ultracain DS forte 1.7 ml' by 'Septodont'.
- Search and Filter:** 'Suchen', 'Barcode', 'Kürzel: MPG\_0002', 'für MPG', 'Gefahrstoff', 'Material aktiv'.
- Material Details:** 'Materialbezeichnung: Ultracain DS forte 1.7 ml', 'Hersteller: Septodont', 'Lagerort: Kuhlschrank'.
- Supplier Selection:** A list of suppliers with columns for 'S.', 'Lieferant', 'Netto-Preis', and 'Netto ab. Aktuel.Nr.'. 'Henry Schein' is selected with a net price of 77.20 and a net amount of 0.00.
- Inventory Parameters:** 'Bestandsaufnahme: 18.01.2023', 'Erfassungsdatum: 18.01.2023', 'Maximale Menge: 500 Stück', 'Minimale Menge: 20 Stück', 'Aktuelle Menge: 216 Stück', 'Bestandseinheit: Stück'.

The screenshot displays the 'Materialerfassung' (Material Entry) screen in the DS WIN software. The interface includes a table of materials and a search bar:

- Navigation:** 'Bestellung', 'Warenkorb', 'Bestand', 'Materialerfassungen', 'Materialimport'.
- Sub-headers:** 'Materialerfassung', 'Lieferbestand', 'Bestandsaufnahme'.
- Material Table:**

| Kürzel   | Mat-Name   | Einheit | Max-Menge | Er-Datum   | Min-Menge | Akt. Menge | Datum      |
|----------|--|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 55500052 | Amalcap plus/Fast Größe 1, 830 mg. Packung         | Stück   | 3         | 18.01.2023 | 1         | 2          | 18.01.2023 |
| 55500054 | Amalcap plus/Fast Größe 2, 1210 mg. Packung        | Stück   | 4         | 10.02.2021 | 2         | 2          | 18.01.2023 |
| 55500053 | Amalcap plus/Regular, Größe 2, 1195 mg. Pac. I     | Stück   | 4         | 10.02.2022 | 2         | 6          | 18.01.2023 |
| 55500021 | Aquasil Ultra Korrekturmateriale/XLV extra dünnfl. | Stück   | 1         | 11.03.2010 | 1         | 1          | 18.01.2023 |
| 55500062 | Bissregistrierung/Audaco Bite Sticks Packung       | Stück   | 0         | 18.01.2023 | 0         | 0          | 18.01.2023 |
| 55500063 | Desensibilisierung/Clinpro                         | Stück   | 0         | 18.01.2023 | 0         | 0          | 18.01.2023 |
| 55500051 | Dorelson D. 1xKanüle 50 St.                        | Stück   | 50        | 02.03.1998 | 5         | 54         | 18.01.2023 |
| durelon  | Durelon schnellhartend 60gs                        | Stück   | 100       | 12.03.2020 | 1         | 3          | 18.01.2023 |
| BB       | Fuji I   | I       | 3         | 12.03.2019 | 1         | 3          | 18.01.2023 |
| 55500057 | GUM Proxapip Stimulator/Einendig. Nr. 600. Stü.    | Stück   | 2         | 11.03.2010 | 1         | 11         | 18.01.2023 |
| 55500058 | HS-A Silikon Light Body, VPS Hydro Light Bod.      | Stück   | 4         | 11.03.2010 | 2         | 4          | 18.01.2023 |
| 55500075 | Kariva-A5/gelb                                     | Stück   | 0         | 30.11.2012 | 0         | 1          | 18.01.2023 |
| ketac    | Ketac-Bond 2x10g                                   | Stück   | 10        | 21.12.2022 | 6         | 9          | 18.01.2023 |
| 55500056 | Krepp-Servietten/Packung 1000 Stück                | Stück   | 5         | 10.02.2021 | 2         | 6          | 18.01.2023 |
| Spüli    | Spülmittel   | ml      | 3         | 15.05.2012 | 2         | 3          | 18.01.2023 |
| Strauma  | Straumann Implantat                                | Stück   | 0         | 12.11.2014 | 0         | 2          | 18.01.2023 |
| MPG_0001 | Ultracain DS                                       | Stück   | 100       | 03.03.2018 | 5         | 4          | 18.01.2023 |
| MPG_0002 | Ultracain DS forte 1.7 ml                          | Stück   | 500       | 19.03.2019 | 20        | 216        | 18.01.2023 |
| 55500042 | VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab VITA.SY.         | Stück   | 10        | 20.10.2020 | 2         | 9          | 18.01.2023 |
| 55500038 | VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab VITA.SY.         | Stück   | 1         | 11.03.2010 | 1         | 2          | 18.01.2023 |
| 55500050 | VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab VITA.SY.         | Stück   | 1         | 11.03.2010 | 1         | 1          | 18.01.2023 |
- Search and Filter:** 'Suchen', 'Barcode', 'Barcode'.
- Inventory Parameters:** 'Max Menge: 50 Stück', 'Erfassungsdatum: 02.03.1998', 'Min. Menge: 5 Stück', 'Akt. Menge: 54 Stück', 'Bestandsaufnahme am: 18.01.2023'.

## Arbeiten mit dem Barcodescanner


Sie erfassen noch manuell jedes entnommene Material?  
Machen Sie es sich einfach – nutzen Sie einen Barcodescanner.  
Drucken Sie Ihre Barcodes beispielsweise aus und legen diese als Liste laminiert in Ihr Lager: Nun scannen Sie die Codes mit einem Datensammler ein und lesen alle gesammelten Barcodes in Ihrem DS-Win-Material aus.

## Die Bestellung

Erreicht ein Material seinen Mindestbestand, wird es automatisch in den Warenkorb gelegt.

Sie selbst entscheiden nur noch, ob Sie die Bestellung per E-Mail oder per Fax an Ihr Depot weiterleiten. Ihre Bestände passen sich selbstständig über den Lieferbestand wieder an.

Natürlich lassen sich Bestellungen auch manuell auslösen – wählen Sie Ihren eigenen Weg.



## Weitere Informationen

Für Angebotsanfragen wenden Sie sich an: [vertrieb@dampsoft.de](mailto:vertrieb@dampsoft.de) | [www.dampsoft.de/produkterweiterungen](http://www.dampsoft.de/produkterweiterungen)

Für Schulungsanfragen besuchen Sie: [www.dampsoft.de/schulungen](http://www.dampsoft.de/schulungen)